


Theraflo

Luftstrom- Therapie-System mit Bariatric-Funktion

Theraflo ist ein Luftstrom-Matratzen-System zur Anti-Dekubitus-Therapie und Prophylaxe. Mit 20 einzelnen Zellen ausgestattet bietet das **Theraflo** die Möglichkeit, zwei Einstellungsbereiche aufzurufen, eine Standard-Funktion und zusätzlich eine Bariatric-Funktion.

Die Steuerung ist in ein extra schallgedämmtes Gehäuse eingearbeitet und bietet ein extem leises Betriebsgeräusch. Das Gerät bietet Maximaldruckfunktion und eine optische und akustische Alarmfunktion bei Stromausfall. Zudem verfügt das System über eine CPR-Funktion.

Das Material ist versehen mit einem Dartex-Überzug und ist komplett atmungsaktiv und zugleich wasserabweisend.



NEU IM PROGRAMM:
Extra schallgedämmte
Steuereinheiten,
sehr leiser Betrieb!

Produktinformation

Revisionsnummer: Rev. 0
Revisionsdatum: 2016.10.01

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH
Siemensstrasse 1
46325 Borchen
TEL: (02861) 80990-0
FAX: (02861) 80990-29
info@airsystems.de
www.airsystems.de

Theraflo

Weichlagerungs-System mit Luftstrom-Funktion



Matratzensersatz-System

- Weichlagerung mit Luftstrom-Funktion
- Maximaldruckfunktion
- Bariatric-Einstellung
- optische und akustische Alarmfunktion bei Stromausfall
 - CPR-Funktion
- Bauchlage möglich
- atmungsaktive Bezüge und Kammern

35 - 160 kg

160 - 450 im Bariatric-Modus

Dekubitus-Risiko



Braden-Skala: 16/15 - <9 Punkte

Norton-Skala: 10/15 - >20 Punkte

Prophylaxe + Stadium I - IV

stark eingeschränkt bis komplett immobil, kann auch keine geringfügigen Positionswechsel ohne Hilfe ausführen

Patientenlagerung erforderlich

Reduktion durch weiches Material


besseres Bettklima durch ständigen Luftstrom im Patienten-Bett (bei extrem feuchter Haut)



- Matratzensersatz-System mit 20 austauschbaren Luftzellen
- Sitzfunktionen für Extrempositionen
- wahlweise Standard-Einstellung oder Bariatric-Funktion



- Maximaldruckfunktion
- optische und akustische Alarmfunktion bei Stromausfall und Druckabfall
- Transportfunktion
- Tastensperre



- atmungsaktive Bezüge und Kammern
- CPR-Funktion

Indikationen

Produktinformation

Revisionsnummer: Rev_0
Revisiionsdatum: 2016.10.01

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH
Siemensstrasse 1
46325 Borken
TEL: (02861) 80990-0
FAX: (02861) 80990-29
info@airsystems.de
www.airsystems.de