

Coziny 100 / 200 / 300

Inkubator / Wärmebett / Kinderbett

Anti-Dekubitus Lagerungssystem für Säuglinge und Kinder

Das Coziny-Set ist ein Matratzenauflage-System zur Wechseldruck-Therapie speziell für Säuglinge und Kinder. Führen Lageänderungen des Patienten zu Druckveränderungen, korrigiert die Steuereinheit den Kammerdruck bis zur optimalen Einsinktiefe des Patienten.



Die Matratze und der Schonbezug bestehen aus einem Material, das Scher- und Reibungskräfte deutlich reduziert.

Der Schonbezug ist aus einem speziellen Nylon gefertigt; die Unterseite ist mit einem wasserabweisenden, dampfdurchlässigen und atmungsaktiven Polyurethan beschichtet.

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH

Produkteigenschaften/

	AKTIVE SENSOR-TECHNOLOGIE (AST)
	LUFTSTROM-THERAPIE
	WECHSELDRUCK
	WEICHLAGERUNG
	ROTATION
	GESCHLOSSENER LUFTKREISLAUF
	MAXIMALDRUCK
	SONDERKISSEN
	ALARM
	VERRIEGELUNG
	CPR-FUNKTION
	EINFACHE HYGIENISCHE AUFBEREITUNG

NEU IM PROGRAMM:
Extra schallgedämmte
Steuereinheiten,
sehr leiser Betrieb!

Patientenzustand/ Patientenverhalten

Dekubitusrisiko in Punkten

Bradenskala
Nortonskala

Patienten-Mobilität:
(Fähigkeit, die Position zu wechseln und zu halten)

Patienten-Lagerfähigkeit:

Starke Schmerzen:

Feuchte Haut:
(Vermehrte Sekretion)

Kreislaufstabilität:
Katecholamine

Coziny 100



**Matratzenauflage für
Inkubator**

Maße: 65 x 36 x 3,5 cm

- Wechseldruck
- CPR-Funktion
- optische und akustische Alarmfunktion bei Stromausfall und Druckabfall
- atmungsaktive Bezüge und Kammern
- wärmedurchlässig
- Transportfunktion

0,5 bis 3,5 kg



16/15 - <9 Punkte
10/15 - >20 Punkte

Prophylaxe + Stadium I - IV

stark eingeschränkt bis komplett immobil, kann auch keine geringfügigen Positionswechsel ohne Hilfe ausführen

Patientenlagerung erforderlich

Reduktion durch weiches Material

besseres Bettklima durch komplett atmungsaktives Material (Bezüge und Kammern)

ja

Coziny 200



**Matratzenauflage für
Wärmebett**

Maße: 75 x 49 x 4 cm

- Wechseldruck
- CPR-Funktion
- optische und akustische Alarmfunktion bei Stromausfall und Druckabfall
- atmungsaktive Bezüge und Kammern
- wärmedurchlässig
- Transportfunktion

0,5 bis 20 kg



16/15 - <9 Punkte
10/15 - >20 Punkte

Prophylaxe + Stadium I - IV

stark eingeschränkt bis komplett immobil, kann auch keine geringfügigen Positionswechsel ohne Hilfe ausführen

Patientenlagerung erforderlich

Reduktion durch weiches Material

besseres Bettklima durch komplett atmungsaktives Material (Bezüge und Kammern)

ja

Coziny 300



**Matratzenauflage für
Kinderbett**

Maße: 140 x 70 x 6 cm

- Wechseldruck
- CPR-Funktion
- optische und akustische Alarmfunktion bei Stromausfall und Druckabfall
- atmungsaktive Bezüge und Kammern
- wärmedurchlässig
- Transportfunktion

5,0 bis 40 kg



16/15 - <9 Punkte
10/15 - >20 Punkte

Prophylaxe + Stadium I - IV

stark eingeschränkt bis komplett immobil, kann auch keine geringfügigen Positionswechsel ohne Hilfe ausführen

Patientenlagerung erforderlich

Reduktion durch weiches Material

besseres Bettklima durch komplett atmungsaktives Material (Bezüge und Kammern)

ja

Produktinformation

Revisionsnummer: Rev. 0
Revisionsdatum: 2016.10.01

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH
Siemensstrasse 1
46325 Borken
TEL: (02861) 80990-0
FAX: (02861) 80990-29
info@airsystems.de
www.airsystems.de