

Jetzt neu!
HMV-Nr.: 11.29.09.7003

Dual Soft

Wechseldruck- und Weichlagerungs-System mit wechselbaren Zyklen und Gewichtseinstellungen

Die **Dual Soft** ist ein Matratzensersatz-System der neuen Generation. Die Steuereinheit ermöglicht Wechseldruck oder Weichlagerung.

Die im Schaumstoff integrierten Luftzellen in Kombination mit einem stabilen Rahmen verhindern auch bei schweren Patienten und extremen Lagerungen (z.B. Oberkörper-Hochlage, Herzbettlage...) das Durchliegen. Der Patient liegt besonders stabil und weich. Zudem unterstützt diese Konstruktion das Pflegepersonal in besonderer Weise bei der Mobilisation der Patienten.

Das **Dual Soft**-System ist mit einem integrierten, atmungsaktiven, flüssigkeitsundurchlässigen Bezug ausgestattet.

Die **Dual Soft** Matratze verfügt über Evakuierungsgriffe und Fixierösen für ein Bettlaken. Ein separater geschlossener Kabelkanal erfüllt die Kriterien des Expertenstandards „Sturzprophylaxe“.



Produktinformation


Revisionsnummer: Rev. 0
Revisionsdatum: 2016.10.01

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH
Siemensstrasse 1
46325 Borken
TEL: (02861) 80990-0
FAX: (02861) 80990-29
info@airsystems.de
www.airsystems.de

Dual Soft

Wechseldruck- und Weichlagerungs-System mit wechselbaren Zyklen und Gewichtseinstellungen



Matratzensersatz/System

- Wechseldruck oder Weichlagerung mit Komferteinstellungen
 - Luftkammern in thermoelastischem Weichschaum integriert
 - Maximaldruckfunktion
 - Transportfunktion
 - optische und akustische Alarmfunktion bei Druckabfall
 - Abgeschrägte Fersenzone
 - flüssigkeitsabweisender, atmungsaktiver Hygiene-Bezug
 - stabiler Seitenrahmen

Dekubitus-Risiko



Braden-Skala: 16/15 - <9 Punkte

Prophylaxe + Stadium I - IV

gering bis stark eingeschränkt, bewegt sich manchmal bis häufig geringfügig, kann sich aber nicht regelmäßig allein ausreichend umlagern

Patientenlagerung erforderlich, besonders zur Mobilisation geeignet

Reduktion durch Weichlagerung

besseres Bettklima durch komplett atmungsaktives Material

höherer Druckbelastung in Sitzposition kann durch „Stuhlfunktion“ begegnet werden. Herzbettlage möglich

Indikationen



- Wechseldruck, Weichlagerung mit einstellbaren Wechseldruckzyklen
- Patientengewicht 30 bis 200 kg
- Maximaldruck-Funktion
- Transportfunktion
- stabiler Seitenrahmen
- CPR-Schnellentlüftung
- Akustischer/Optischer Alarm
- Cell-in-Schaumstoff-Technologie
- Stuhlfunktion für sitzende Patienten
- komplett atmungsaktives, flüssigkeits- und durchlässiges Material (Perlastic®)
- integrierter Comfort-Bezug
- **Evakuierungsgriffe und Fixierösen für Bettlaken**
- **separater Kabelkanal**
- **HMV-Nummer: 11.29.09.7003**

Produktinformation

Revisionsnummer: Rev. 0
Revisionsdatum: 2016.10.01

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH
Siemensstrasse 1
46325 Borken
TEL: (02861) 80990-0
FAX: (02861) 80990-29
info@airsystems.de
www.airsystems.de