

DUAL Plus

Wechseldruck- und Weichlagerungs-System mit wechselbaren Zyklen und automatischer Gewichtseinstellung

Das **Dual Plus-System** ist ein Modul-System mit 3 möglichen Matratzen (2 Matratzenersatzsysteme und 1 Matratzenauflage). Je nach Bedarf wird das Anti-Dekubitus-System mit Wechseldruck oder zur Weichlagerung betrieben.

Das Patientengewicht von 30 bis 250 kg ist möglich und wird automatisch eingestellt.

Die Steuereinheit ermöglicht Einstellungen von 3 unterschiedlichen Wechseldruckzyklen mit Intervallen von 5, 10 oder 15 Minuten. Bei der Einstellung 0 ist die Weichlagerung aktiviert.

Durch die Einstellung der Weichlagerung wird der Matratzendruck auf konstantem Niveau gehalten und bei Änderung der Position des Patienten kontinuierlich angepasst.

Die Matratze und der Schonbezug bestehen aus einem Material mit geringer Scher- und Zugkraft. Die Schonbezüge sind wasserabweisend und atmungsaktiv.



DUAL Plus


Wechseldruck- und Weichlagerungs-System mit wechselbaren Zyklen und automatischer Gewichtseinstellung

Steuereinheit - CDUALP-400



- Wechseldruck mit einstellbaren Zyklen
- reaktive Weichlagerung
- Maximaldruckfunktion
- optische und akustische Alarmfunktion bei Stromausfall und Druckabfall
- Transportfunktion
- atmungsaktive Bezüge und Kammern
- CPR-Funktion

Matratzensersatzsystem MDUAL - S2205-A5010/A040



- Integrierter Schaum als Durchliegeschutz
- Schutzbezug - 100 % Nylon mit PU-Lamination, atmungsaktiv
- 20 Luftzellen - austauschbar für Freilagerungen
- CPR - Ventil

Matratzensersatzsystem MDUALSOFT - A803-5/A803-61-DualSoft



- Integrierter, druckentlastender Viskoschaum RG85, 2,7 kPa 3 cm oberhalb der Luftzellen
- Matratzenrund und integrierter, stabiler Rahmen aus Polyätherschaum RG40, 4,5 kPa
- Perlastic-Silbervollschutzbezug Flächengewicht 230g/qm, atmungsaktiv
- 16 Luftzellen

Matratzenauflageystem ME - S2809-2010



- Schutzbezug - 100 % Nylon mit PU-Lamination, atmungsaktiv
- 16 Luftzellen
- CPR-Ventil