


autopress und autopress►e

Automatischer Druckinfusor


autopress kann direkt mit Blut- und Infusionswärmern oder als eigenständige Lösung verwendet werden, bei der Flüssigkeiten unter konstantem Druck in den Manschetten abgegeben werden sollen.



Weichlagerungs-
und Wechsel-
drucksysteme



Hebe- und
Transferlösungen



Schwerlast- und
Intensivbetten



OP- und
Temperatur-
management



Wieder-
aufbereitungs-
center



Home Care
Produkte

AirSystems

Medizinische Produkte GmbH

- autopress: Netzbetrieb
- autopress^e: Netzbetrieb und bis zu 3 h Akkubetrieb
- Genaue Druckeinstellung mit elektronischer Regelung
- Druck auf 300 mm Hg limitiert
- Der voreingestellte Druck wird in den Manschetten aufrechterhalten
- Zur Verwendung mit 1 oder 2 Druckmanschetten mit 500, 1000 oder 3000 ml Volumen
- Druckmanschetten können schnell und einfach entleert werden
- Schienen- und Stativmontage möglich
- Kompakte Ausführung
- Signifikante Reduzierung der Vorbereitungszeit

Automatischer Druckinfusor und Zubehör

Artikel-Nr.	Produkt
LG4000003	autopress automatischer Druckinfusor
LG4000004	autopress ^e automatischer Druckinfusor mit Akkubetrieb
Technische Daten	
Hersteller	Biegler GmbH Österreich
Typenbezeichnung	autopress / autopress ^e
Geräteart	Automatischer Druckinfusor
Zertifizierung	CE-0123
Risikoklasse	Ila nach Regel 9
Schutzgrad	Type CF, defibrillationsgeschützt
Betriebsspannung	100 - 240V AC, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 36 VA
Versorgungsart	autopress Netzbetrieb autopress ^e Netz- und Akkubetrieb
Betriebsart	Dauerbetrieb
Abmessungen	100 x 230 x 180 mm
Gewicht	autopress 2,1 kg autopress ^e 2,3 kg
Artikel-Nr.	Verbrauchsmaterial
JR6000500	autopress Druckmanschette 500 ml
JR6001000	autopress Druckmanschette 1000 ml
JR6003000	autopress Druckmanschette 3000 ml
JR5000500	autopress Druckmanschette 500 ml (wiederverwendbar)
JR5001000	autopress Druckmanschette 1000 ml (wiederverwendbar)
JR5003000	autopress Druckmanschette 3000 ml (wiederverwendbar)
JR6060201	Handpumpe Einwegartikel mit Kolbenmanometer und Absperrhahn
JR5050201	Handpumpe wiederverwendbar mit Kolbenmanometer und Absperrhahn
JR6060301	Verbindungsschlauch für Einweg-Handpumpe
JR5050301	Verbindungsschlauch für wiederverwendbare Handpumpe



QR-Code
scannen



Mehr Informationen
zu diesem Produkt



AirSystems
Medizinische Produkte GmbH
Siemensstr. 1 | D-46325 Borken
Tel.: +49 (0) 2861 80990-0
Fax: +49 (0) 2861 80990-29
info@airsystems.de | www.airsystems.de